

TERAPIA IV

Conectores cerrados sin aguja y accesorios



**bionector**<sup>®</sup>  
Gama de productos



Value Life

## **bionector®**

Bionector® es un conector sin aguja que permite administrar medicamentos e infusiones a través del dispositivo de acceso vascular del paciente sin necesidad de utilizar una aguja. Bionector se puede utilizar para infundir, inyectar y tomar muestras de sangre mediante la conexión de una jeringa, o mediante un equipo estándar de infusión o administración.

	Código	Descripción	Caja / Estuche
	896.03	Bionector en blíster flexible	50 / 2400
	896.11	Bionector arterial en blíster flexible	50 / 2400
	896.038	Bionector con protector en el Luer macho en blíster flexible	50 / 2400
	896.01	Bionector con aplicador sin contacto	50 / 1600
	896.02	Bionector con doble envase: aplicador sin contacto y blíster flexible	25 / 1200
	896.31	Bionector arterial con aplicador sin contacto	50 / 1600

\* Imágenes no contractuales

## Octopus® con Bionector

Octopus® con Bionector® permite la administración de múltiples infusiones simultáneas a través de un solo dispositivo de acceso vascular o a través de una luz de un dispositivo de acceso vascular multiluz.

Uso sugerido de Octopus® con Bionector® 5222.014 y 841.264 con catéteres intravenosos periféricos para reducir el riesgo de movimiento de la cánula en la vena causando irritación mecánica de la vena. Utilice Octopus® con Bionector® 841.232 con catéteres intravenosos periféricos para evitar el riesgo de retroceso durante las inyecciones o infusiones (por ejemplo, insulina, morfina...).

Uso sugerido de los códigos 842.209, 842.306, 842.311, 842.414 y 842.514 en la UCI cuando se requiere una luz para la presión venosa central y/o muestras de sangre.

	Código	Luces	Longitud	ARV*	Volumen muerto	Caja / estuche
	5222.008	1	8 cm	0	0.28 ml	50 / 300
	5222.014	1	10 cm	0	↔ 0.29 ml	50 / 600
	85222.01D	1	10 cm	0	↔ 0.28 ml	50 / 300
	841.264	2	10 cm	0	↔ 0.34 ml	50 / 300
	841.232	2	3 cm	2	← 0.30 ml	10 / 240
	842.209	2	6 cm	1	← 0.36 ml ↔ 0.33 ml	10 / 240
	841.364	3	10 cm	0	↔ 0.34 ml	10 / 240
	842.306	3	6 cm	2	0.44 ml 0.33 ml	10 / 240
	842.312	3	6 cm	3	← 0.44 ml	10 / 240
	842.311	3	6 cm	2	← 0.36 ml ↔ 0.33 ml	10 / 240
	842.414	4	6 cm	3	← 0.36 ml ↔ 0.25 ml	10 / 120
	842.514	5	6 cm	4	← 0.36 ml ↔ 0.25 ml	10 / 120





\*Válvula antirreflujo

← Luz con válvula antirreflujo

↔ Luz sin válvula antirreflujo

## Bionector Readysets®

Los Bionector® Readysets están diseñados específicamente para la infusión simultánea de múltiples medicamentos e infusiones en neonatos a través de un único dispositivo de acceso vascular.

	Código	Luces	Longitud	Volumen muerto	Filtro	Caja / Estuche
 <p>readyset feed</p>	836.201	2	1 x 15 cm 1 x 2 cm	1 x 0.84 ml 1 x 0.24 ml	Sí - Eliminación de aire 0,22 µm - Filtro de endotoxinas de 96 horas	10 / 120
 <p>safe T piece</p>	836.204	1	1 x 11 cm	1 x 0.64 ml	Sí - Eliminación de aire 0,22 µm - Filtro de endotoxinas de 96 horas	10 / 120
 <p>readyset unite</p>	836.205	3	2 x 20.5 cm 1 x 2 cm	2 x 0.98 ml 1 x 0.26 ml	Sí - Eliminación de aire 0,22 µm - Filtro de endotoxinas de 96 horas	10 / 120
 <p>readyset unite</p>	836.210	3	2 x 20.5 cm 1 x 2 cm	2 x 1.0 ml 1 x 0.26 ml	Sí - Eliminación de aire 0,22 µm - Filtro de endotoxinas de 96 horas	10 / 120

Los filtros de la gama Bionector Readysets no son adecuados para productos en contacto con sangre o lípidos.




## bionector® T-connect

	Códigos	Luces	Longitud	Volumen muerto	Filtro	Caja / Estuche
 <p>Luer lock T connector</p>	822.111	1	1 x 10 cm	1 x 0.3 ml	No	20 / 240
 <p>Luer slip T connector</p>	822.611	1	1 x 10 cm	1 x 0.3 ml	No	20 / 240

## vyclic bionector®

bionector®

Vyclic Bionector® y Vyclic Bionector® con prolongador combina la comodidad de una llave de 3 vías con la protección añadida de Bionector®.

	Código	bionector®	Volumen muerto	Caja / Estuche
	70876.201	1	0.26 ml	50 / 300
	876.002	2	0.28 ml	50 / 300
	876.003	1 arterial	0.26 ml	50 / 300

## connect-A-set 3 + bionector®

Kit de prolongación con brazo lateral con Bionector®.



Código	bionector®	Longitud	Volumen muerto	Caja / Estuche
5141.01	1	13.5 cm	1.10 ml	50 / 200
5141.011	2	13.5 cm	1.10 ml	50 / 200
5141.00	1	25 cm	1.70 ml	50 / 200
5141.001	2	25 cm	1.70 ml	50 / 200
5141.10	1	100 cm	5.40 ml	25 / 150

## biovystar® Hembra / Hembra

Las rampas Biovystar® combinan la comodidad de una rampa multipuerto con la protección añadida de Bionector®, permitiendo múltiples infusiones simultáneas compatibles a través de un único dispositivo de acceso vascular o a través de una luz de un dispositivo de acceso vascular multiluz.



Código	Nº de llaves	<b>bionector®</b>	Longitud del prolongador	Soporte de rampa	Volumen muerto	Caja / Estuche
5828.023	2	3	50 cm	Sí	0.67 ml	25 / 100
5828.223	2	3	150 cm	Sí	0.67 ml	25 / 100
5828.033	3	4	50 cm	Sí	0.77 ml	15 / 60
5828.233	3	4	150 cm	Sí	0.77 ml	15 / 60
5828.043	4	5	50 cm	Sí	1.06 ml	15 / 60
5828.243	4	5	150 cm	Sí	1.06 ml	15 / 60
5828.053	5	6	50 cm	Sí	1.16 ml	15 / 60
5828.253	5	6	150 cm	Sí	1.16 ml	15 / 60
5828.063	6	7	50 cm	Sí	1.33 ml	15 / 60
5828.263	6	7	150 cm	Sí	1.33 ml	15 / 60

Imagen	Código	Válvula antirreflujo	Caja / Estuche
	<b>856.01</b>	<b>No</b>	<b>25 / 600</b>
	<b>856.11</b>	<b>Sí</b>	<b>25 / 300</b>

**Tapón de acceso a la vía sin  
aguja con Bionector<sup>®</sup>**

Imagen	Código	Diámetro	Caja / Estuche
	<b>821.21</b>	<b>14 mm</b>	<b>50 / 600</b>
	<b>821.22</b>	<b>20 mm</b>	<b>50 / 600</b>

Para más información, póngase en contacto con: [comercial@vygon.es](mailto:comercial@vygon.es)

Las especificaciones que figuran en este folleto tienen carácter meramente informativo y, en ningún caso, son de carácter contractual.

---

Vygon España - Polígono Industrial Fuente del Jarro, Carrer Ciutat de Sevilla, 34, 46988 Paterna, València - Servicios a clientes España: 961 34 30 30 - Fax.: 902 876 289 - [www.vygon.es](http://www.vygon.es)



[www.vygon.es](http://www.vygon.es)