



PCA VYGON
dolor post-operatorio




Freedom5


Freedom 5

- El dolor post-operatorio se produce como resultado de la lesión orgánica producida por la cirugía
- El alivio eficaz del dolor después de la cirugía es de importancia suprema, no solo por razones humanitarias, si no porque hay evidencia que tiene ventajas fisiológicas muy significativas, con un post-operatorio de curso más leve y una descarga del hospital más precoz; además reduce la aparición de síndromes de dolor crónico.

Fuente: Web Soc. Española del Dolor

- Desde su introducción a principios de los años 80 del siglo pasado, el control regular del dolor post-operatorio se ha optimizado extensivamente.
- El uso de la PCA en los hospitales ha ido en aumento por sus probadas ventajas frente a los tratamientos convencionales, incluyendo la mejora del alivio del dolor, mayor satisfacción de los pacientes, menor sedación y reducción de las complicaciones post-operatorias.
- Según la literatura, el uso de dispositivos no electrónicos se asocia a menos problemas técnicos, manteniendo la misma efectividad, lo que redundo en mayor satisfacción de los pacientes y del equipo de enfermería.



**CORRIENTE ELÉCTRICA**

No precisa la corriente eléctrica para funcionar


PROGRAMACIÓN

No precisa programación complicada

PRECISIÓN $\pm 0,001\%$ vs $\pm 5\%$ **COMODIDAD**

Al no depender de la corriente eléctrica, permite al paciente deambular sin problemas

Composición del set



Gama

Referencia	Bolus (ml)	Tiempo de Cierre (min)	Prolongador Con Filtro		
			Longitud (cm)	Nº Vías	Observaciones
7301.10	1	7	125	1	
7301.12	1	7	125	2	Vía 1: Válvula anti-sifón Vía 2: Válvula anti-retorno
7301.05	0,5	5	125	1	

Para más información, póngase en contacto: comercial@vygon.es
Las especificaciones contenidas en este folleto son únicamente informativas y no son, en ningún caso, de naturaleza contractual.

Vygon S.A.U. – Ciudad de Sevilla, 34. Pol. Ind. Fuente del Jarro 46980 PATERNA VALENCIA
Tlf. 902.876.288
Fax. 902.876.289
www.vygon.es



www.vygon.es