



Viernes 27 de marzo de 2020

Estimado Señor o Señora,

Las características químicas del poliuretano elegido para fabricar nuestras sondas de nutrición enteral permiten la administración en bolo de una solución oral de lopinavir/ritonavir sin producir ningún tipo de alteración.

Les recomendamos que procedan a un lavado intraluminal de la sonda inmediatamente después de la administración del bolo de medicación.

A continuación, les detallamos las referencias que presentan estas características.

REF	DESCRIPCIÓN
1361042	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (50 CM)
1361052	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (50CM)
1361062	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (50 CM)
1361082	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (50 CM)
1361102	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (50 CM)
1362042	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125 CM)
1362052	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125CM)
1362062	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125 CM)
1362082	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125 CM)
1362102	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125 CM)
1362122	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125 CM)
1362142	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125CM)
1362162	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125CM)
1362182	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (125CM)
1363042	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (75 CM)
1363052	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (75CM)
1363062	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (75 CM)
1363082	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (75 CM)
1363102	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (75 CM)
1363122	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (75 CM)
1364042	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (40CM)
1364052	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (40CM)
1364062	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (40CM)

REF	DESCRIPCIÓN
1361047	SONDE ENFIT PUR 4Fr-50CM
1361057	SONDE ENFIT PUR 5Fr-50CM
1361067	SONDE ENFIT PUR 6Fr-50CM
1361087	SONDE ENFIT PUR 8Fr-50CM
1361107	SONDE ENFIT PUR 10Fr-50CM
1362047	SONDE ENFIT PUR 4Fr-125CM
1362057	SONDE ENFIT PUR 5Fr-125CM
1362067	SONDE ENFIT PUR 6Fr-125CM
1362087	SONDE ENFIT PUR 8Fr-125CM
1362107	SONDE ENFIT PUR 10Fr-125CM
1362127	SONDE ENFIT PUR 12Fr-125CM
1362147	SONDE ENFIT PUR 14Fr-125CM
1362167	SONDE ENFIT PUR 16Fr-125CM
1362187	SONDE ENFIT PUR 18Fr-125CM
1363047	SONDE ENFIT PUR 4Fr-75CM
1363057	SONDE ENFIT PUR 5Fr-75CM
1363067	SONDE ENFIT PUR 6Fr-75CM
1363087	SONDE ENFIT PUR 8Fr (75 CM)
1363107	SONDE ENFIT PUR 10Fr (75 CM)
1363127	SONDE ENFIT PUR 12Fr (75 CM)
1364047	SONDE ENFIT PUR 4Fr-40CM
1364057	SONDE ENFIT PUR 5Fr-40CM
1364067	SONDE ENFIT PUR 6Fr-40CM



1364082	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (40CM)
1365042	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
1365062	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
1365082	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
1365102	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
1365122	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
1365142	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
1365162	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
1365182	SONDE NUTRISAFE 2 PUR (160CM)
13620621	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13620821	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13620822	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13621021	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13621022	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13621221	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13621222	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13621421	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13621621	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13621821	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13630621	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13630821	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13630822	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13631021	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13631022	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13631221	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13631222	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13631421	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13631621	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.
13631821	SONDE NUTRISAFE 2 PUR + MANDR.

1364087	SONDE ENFIT PUR 8Fr-40CM
1366087	SONDE ENFIT PUR 8Fr-90CM
1366107	SONDE ENFIT PUR 10Fr-90CM
1366127	SONDE ENFIT PUR 12Fr-90CM
13620671	SDE ENFIT PUR 6F-125CM FERM+M
13620871	SDE ENFIT PUR 8F-125CM FERM+M
13620872	SDE ENFIT PUR 8F-125CM OUV.+M
13621071	SDE ENFIT PUR 10F-125CM FERM+M
13621072	SDE ENFIT PUR 10F-125CM OUV.+M
13621271	SDE ENFIT PUR 12F-125CM FERM+M
13621272	SDE ENFIT PUR 12F-125CM OUV.+M
13621471	SDE ENFIT PUR 14F-125CM FERM+M
13621671	SDE ENFIT PUR 16F-125CM FERM+M
13621871	SDE ENFIT PUR 18F-125CM FERM+M
13660671	SDE ENFIT PUR 6Fr-90CM FERM+M
13660871	SDE ENFIT PUR 8Fr-90CM FERM+M
13660872	SDE ENFIT PUR 8Fr-90CM OUVER+M
13661071	SDE ENFIT PUR 10Fr-90CM FERM+M
13661072	SDE ENFIT PUR 10F-90CM OUVER+M
13661271	SDE ENFIT PUR 12Fr-90CM FERM+M
13661272	SDE ENFIT PUR 12F-90CM OUVER+M
13661471	SDE ENFIT PUR 14Fr-90CM FERM+M
13661671	SDE ENFIT PUR 16Fr-90CM FERM+M

Pol. Ind. Fuente del Jarro  
 34, 46980 Paterna, Valencia  
 S.A. CIF: A-28292480  
 Tel: 94 876 288  
 Fax: 94 876 289  
 www.vygon.es

Amparo Roca Mauri  
 Directora de calidad de Vygon SAU