



 TERAPIAS INTRAVASCULARES

Solo para uso interno.

# pilot®, sistema de guía ECG intracavitario de Vygon

Técnica ECG: para una colocación precisa de la punta de los catéteres venosos centrales


- Evita repetir la exposición a rayos X
- Es más precisa que las técnicas estándar (rayos X o fluoroscopia)

## • Interfaz de usuario fácil de usar:



## • Universal

- Adecuado para colocar la punta de líneas PICC, puertos implantables y CVC
- Compatible con **columnas de solución salina** (conector vygo**card**®) y con la **técnica de guía J**



### Valor de onda P

Indicación del valor de altura P

### Superficie ECG

### Modo de pilotaje

Indicador de color para seguir la evolución de la punta del catéter

### Modo AFIB

Adecuado para pacientes con fibrilación auricular

### ECG intracavitario

